



# L'oxygène simplifié

## Concentrateur d'oxygène **EverFlo**

Le concentrateur d'oxygène EverFlo de Respironics, plus petit et plus léger, bénéficie d'un très bon accueil auprès des professionnels de santé et des patients. Grâce à des lignes épurées et à un design ergonomique, l'EverFlo est plus facile à stocker, à déplacer et à transporter. C'est aussi l'un des appareils les plus silencieux et les plus rentables en terme de consommation électrique sur le marché. L'EverFlo, fiable et facile d'utilisation, offre une maintenance réduite sans aucun filtre à changer de la part du patient, avec un raccord d'oxygène en métal pour une plus grande résistance et un nombre minimum de pièces internes.

**PHILIPS**

**RESPIRONICS**



La poignée moulée est facile à saisir et permet un transport aisé d'une main ou des deux mains.



Le porte-bouteille de l'humidificateur convient à tous les styles de bouteille.



Le stockage interne de la tubulure permet de conserver celle-ci à portée de main.



Le raccord de canule en métal garantit une meilleure durabilité.



Le débitmètre encastré permet de limiter les risques de rupture.



Le panneau d'interface comporte un interrupteur marche/arrêt et des indicateurs d'alarmes.

Caractéristiques produit	
	Standard
Tension d'alimentation	230 V/50 Hz
Débit en litres	0,5-5 litres par min.
Niveau sonore	43 dBA
Concentration d'oxygène	90 % - 96 %
Poids	14 kg
Dimensions (H x L x P)	580 mm, 380 mm, 240 mm
Alarmes OPI (indicateur de concentration d'oxygène)	Faible concentration d'oxygène : 82 % Très faible concentration d'oxygène : < 70 %
Maintenance requise	Filtre d'entrée d'air du compresseur : tous les 2 ans. Filtre à particules : en fonction des besoins
Consommation électrique	< 300 Watts
Référence produit	1020006

Respironics et EverFlo sont des marques commerciales de Respironics, Inc et de ses filiales. Tous droits réservés.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Tous droits réservés.

Philips Healthcare se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques et/ou d'arrêter la production de tout produit, à tout moment, et sans obligation de préavis, et ne pourra être tenue pour responsable de toute conséquence de l'utilisation de cette publication.

Broudy KB 12/09/09 MCI 4102962 PN 1039008

Philips Healthcare, une division de Royal Philips Electronics

Respironics Europe, Moyen-Orient, Afrique  
+33 1 47 52 30 00

Respironics France  
+33 2 51 89 36 00

Respironics Suisse  
+41 6 27 45 17 50

Philips Respironics  
1010 Murry Ridge Lane  
Murrysville, PA 15668

Service Client  
+1 724 387 4000  
800 345 6443 (toll free, US only)  
[www.philips.com/respironics](http://www.philips.com/respironics)  
[www.respironics.fr](http://www.respironics.fr)